


MÁY ĐỌC ELISA STAT FAX 4200

HÃNG SẢN XUẤT: AWARENESS-MỸ

XUẤT XỨ: MỸ

Tiêu chuẩn FDA, FDA, ISO 13485:2003, NRTL, CE, NIST



Hệ thống quang

- Giới hạn tuyến tính	0.0-4.0 đơn vị đo độ hấp thụ (A)
- Độ chính xác quang	$\pm 1\%$
- Độ ổn định	Sai số không quá 0.005 A trong 8 giờ
- Nguồn sáng	Đèn halogen
- Bước sóng	Chuẩn: 405, 450, 492 và 630nm 6-bộ lọc: 405, 450, 492, 545, 600 và 630nm Bộ lọc tùy chọn từ 405nm đến 700nm.
- Kiểu bộ lọc	IAD
- Khay	Tầm chuẩn 96 giếng, hoặc thanh

Điện tử

- Màn hình	Màn hình cảm ứng LCD 5.7" (14.5cm)
- Máy in	Máy in nhiệt, 20 kí tự trên một dòng
- Yêu cầu nguồn điện	115V hoặc 230V AC, 50-60 Hz
- Giao tiếp	Chuột USB
- Tốc độ	Đọc độ hấp thụ của 96 giếng trong 10s
- Tiêu chuẩn	NRTL, CE mark.

Phần mềm

- Chế độ tính toán	Chuẩn đơn điểm, đường cong point-to-point, hồi quy đa thức, tuyến tính và xích ma, cắt hấp thụ, đa % độ hấp thụ.
- Tính năng có thêm	Người sử dụng lập trình, lựa chọn định dạng tầm, kiểm tra đặt tên, tùy chọn tự động giải thích, tùy chọn sao chép giếng, vẽ và chỉnh sửa đường cong, thông báo lỗi

Khác

- Vỏ ngoài	Nhựa ABS
- Kích thước	19 x 20.3 x 42 cm
- Trọng lượng	6.8 kg

Cấu hình chuẩn

- Thân máy chính	01
- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn	01
- Hướng dẫn sử dụng TA	01
- Hướng dẫn sử dụng TV	01