



6.5 MHz Linear probe 5.0 MHz Micro-Convex 3.5 MHz Convex

Specifications :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kích thước màn hình ▪ Hiển thị các mode ▪ Thang xám ▪ Độ nông sâu ▪ Khung hình tạm dừng ▪ Nhớ tạm thời ▪ Điểm hội tụ ▪ Ký tự | <p>5,5 inch, TFT color LCD
B, B+B, B+M, M, 4B
256 mức
70-240mm thay đổi được
400 khung hình
60 ảnh
2 điểm có thể thay đổi
ngày, giờ, tên, giới tính, ID,
tuổi, toàn màn hình</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thời gian pin hoạt động ▪ Thời gian nạp ▪ Trọng lượng ▪ vali sách ▪ Hình ảnh thay đổi | <p>3h
2h
700gam
01 chiếc
trái/ phải, trên/ dưới</p> |

- Các kiểu ảnh: Ảnh nền màu, Gammar, lịch sử và làm mịn ảnh
- Thang sáng TGC: N.G khuếch đại gần
 F.G khuếch đại xa
 O.G khuếch đại toàn dải
- Ngôn ngữ tiếng anh, tiếng trung quốc
- Thước đo khoảng cách, đường tròn, thể tích diện tích, và nhịp tim
- Các thước đo sản: Ngựa- GSD
 Bò- BL/SL/HL
 Heo- HL
 Cừu - USD
 Mèo- HD/BD
 Chó - GSD/CRL/HD/BD

Standard Configuration:

- Thân máy chính 01
- Đầu dò 6.5MHZ thăm dò bụng 01
- Adapter nguồn 01
- Đệm cao su bảo vệ 01
- Cục sạc nguồn 01
- Dây đeo theo máy 01
- Tất cả kèm theo pack list

Optional:

- Probes: R50/3.5MHz Convex Probe
- L40/7.5MHz Linear Probe
- R20/5.0MHz Micro-convex Probe
- Car Lighter
- Additional rechargeable battery
- Video Goggles
- Scanner Bracket



HandScan V8

Veterinary ultrasound scanner

HandScan V8 is a small, compact and battery powered Ultrasound Scanner for Veterinary applications anywhere in the field.

Shenzhen Sunway Medical Device Co. Ltd.

Hotline: 400-666-2478

4F General Bldg, 1st Industry Area, Guanlong village, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen 518055, China

Tel: +86-755-86114956, Fax: +86-755-33203478

Web Site: www.chinasunway.com E-mail: export@chinasunway.com

specifications subject change without notice

PN:201008000EN