



V8
HandScan



6.5 MHz Linear probe 5.0 MHz Micro-Convex 3.5 MHz Convex

Specifications :

- Kích thước màn hình 5,5 inch, TFT color LCD
- Hiện thị các mode B, B+B, B+M, M, 4B
- Thang xám 256 mức
- Độ nông sâu 70-240mm thay đổi được
- Khung hình tam dừng 400 khung hình
- Nhớ tạm thời 60 ảnh
- Điểm hội tụ 2 điểm có thể thay đổi
- Ký tự ngày, giờ, tên, giới tính, ID, tuổi, toàn màn hình
- Thời gian pin hoạt động 3h
- Thời gian nạp 2h
- Trọng lượng 700gam
- Vỏ sách 01 chiếc
- Hình ảnh thay đổi trái/ phải, trên/ dưới

- Các kiểu ảnh: Ảnh nền màu, Gammar, lịch sử và làm mịn ảnh
- Thang sáng TGC: N.G khuếch đại gần
F.G khuếch đại xa
O.G khuếch đại toàn dải
- Ngôn ngữ tiếng anh, tiếng trung quốc
- Thước đo khoảng cách, đường tròn, thể tích diện tích, và nhịp tim
- Các thước đo sản: Ngựa- GSD
Bò- BL/SL/HL
Heo- HL
Cừu - USD
Mèo- HD/BD
Chó - GSD/CRL/HD/BD

Standard Configuration:

- One(1)Main unit
- One(1)6.5MHz Vet Rectal Linear Probe
- One(1)AC-Adaptor
- One(1)Rubber Protector
- One(1)Rechargeable Battery
- Two(2)shoulder and waist belts
- All above will be packed in a carrying case

Optional:

- Probes: R50/3.5MHz Convex Probe
L40/7.5MHz Linear Probe
R20/5.0MHz Micro-convex Probe
- Car Lighter
- Additional rechargeable battery
- Video Goggles
- Scanner Bracket

Shenzhen Sunway Medical Device Co. Ltd.

4F General Bldg, 1st Industry Area, Guanlong village, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen 518055, China
Tel: +86-755-86114956, Fax: +86-755-33203478
Web Site: www.chinasunway.com E-mail: export@chinasunway.com

Hotline: 400-666-2478

specifications subject change without notice

PN:201008000EN



HandScan V8

Veterinary ultrasound scanner

HandScan V8 is a small, compact and battery powered Ultrasound Scanner for Veterinary applications anywhere in the field.