

# Thông số kỹ thuật máy siêu âm 2D

Model: ATNL/ 51353A

Hãng sản xuất: AUTONOLA



## Đặc điểm chính:

- Gói phần mềm đo và tính toán đầy đủ
- TGC 8 thanh
- Màn LCD 12 LED inch
- Gói phần mềm đo thai OB: BPD, GS, CRL, FL, AC, HC, etc
- Lưu trữ ảnh: hơn 1000 ảnh
- Bàn phím
- 7 mức phủ màu
- 2 cổng cắm đầu dò
- Tự động nhận đầu dò

## Thông số kỹ thuật chính:

- Chế độ quét: Cong/ thẳng/ xuyên âm đạo
- Các mode hiển thị: B, B/B, 4B, B+M, M
- Độ sâu quét: 240 mm
- Thang xám: 256
- Body mark: 16 (tùy đầu dò)
- Thay đổi ảnh: trên/dưới, trái/phải, đen/trắng
- Per: 4 mức thay đổi (độ lưu ảnh)
- Chức năng máy in: có thể kết nối trực tiếp qua cổng Video
- Chú thích: Ngày, tên, giới tính, tuổi, bệnh viên, chú thích khác
- Khuếch đại ảnh: \*0.8, \*1.0, \*1.2, \*1.5, \*1.8, \*2.0
- Cổng: USB 2.0, VGA out
- Ứng dụng: Ổ bụng, phụ khoa, tiết niệu, thai, tim,...
- Lưu trữ qua USB

- Nguồn: AC 110V - 240V, 50Hz/ 60 Hz
- Số cổng kết nối: 2

**Đo đạc:**

- Menu chính: Khoảng cách, diện tích, thể tích, góc, elip
- Menu thai: GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, cân nặng
- Menu đo tim: Nhịp tim, thời gian, Rhythm

**Cấu hình chuẩn:**

Thân máy chính

Đầu dò convex đa tần 60R 3.5 MHz

Cổng USB 2.0, VGA

**Lựa chọn thêm:**

Đầu dò Linear tần số cao L40/7.5 MHz

Đầu dò âm đạo 13R/6.5 MHz

Máy in nhiệt

Bàn đẩy