

SEILER 900 SERIES MÁY SOI CỔ TỬ CUNG

TẬP TRUNG SỰ CHÍNH XÁC
Rõ nét, chất lượng và đáng tin cậy



Edited with Infix PDF Editor
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

MÁY SOI CỔ TỬ CUNG THE SEILER 900 SERIES

Ống kính đa màu sắc

Ánh sáng LED siêu sáng

Chọn thêm Video / Tính năng kỹ thuật số

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

- Độ sâu, 3 bước hoặc 5 bước , từng bước điều chỉnh hệ thống độ phóng đại
- Khoảng cách làm việc từ ống kính đến mục tiêu:175-400mm
- Kỹ thuật số, Video trực tiếp hoặc hệ thống ghi hình ảnh sẵn có
- Thị kính trường rộng với Khóa Diopter
- Thấu kính hai mắt nhìn thẳng
(Chọn thêm: Nghiêng cố định hoặc theo tư thế)
- Hệ thống siêu sáng LED
(50,000 giờ hoạt động cho các bóng đèn)





935 3-Step Colposcope

Hệ thống quan sát đường kính nhỏ trên trục bánh lăn với điều chỉnh theo chiều dọc và chiều cao



985 OTS Colposcope

Cánh tay quay đi chuyển không bị cản trong lúc làm việc

Chọn thêm: cánh tay đi động mới độ mở rộng cao (40900)



955 5-Step Colposcope

Hệ thống được gắn trên cánh tay quay tiêu chuẩn, kèm bàn đạp nhỏ

Trực tiếp kết nối ghi hình với Hình ảnh chuẩn HD và Video chất lượng trên tất cả Models



3433 TREE COURT INDUSTRIAL BLVD.
ST. LOUIS, MO 693122
(314) 968-2282 | TOLL FREE: (800)-435-2030
E-Mail: micro@seilerinst.com | www.seilermicro.com

